



Инвалидные кресла-коляски (механические)

Серия 7000, 8000, 4300

Инструкция по сборке и эксплуатации

Назначение и технические характеристики

Кресла-коляски серии 7000, 8000, 4300 предназначены для передвижения людей с частичной утратой функций опорно-двигательного аппарата в условиях помещений и по дорогам с твердым покрытием.

Корпус – алюминиевый. Нейлоновая обивка.

Поручни «под стол» откидные. Расстояние между поручнями 46см.

Задние колеса со спицами, пневматические.

Устройство против опрокидывания. Регулировка высоты сиденья.

Другие технические характеристики и возможности, в зависимости от модели, приведены в таблице:

| | | 4318A0604 | 7018A0603 | 8018A0603 |
|-----------------------|--|-----------------------------|-----------|-----------|
| Подножки | Съемные | | + | + |
| | Съемные и регулируемые с упором под голень | + | | |
| спинка | Стандартная | | + | + |
| | Высокая, 79 см | откидная | | |
| Размеры, см | Ширина | 68 | 65 | 65 |
| | Высота | 130 | 105 | 110 |
| | Глубина | 130 | 105 | 93 |
| Вес | | 20 | 15 | 15 |
| Макс. нагрузка | | 115 | | |
| Прочие характеристики | | отстегивающийся подголовник | | |

Соответствует требованиям стойкости к возгоранию материалов, используемых для обивки мягких элементов кресла-коляски по ИСО 7176-15 – да.

Меры безопасности

Перед эксплуатацией кресел-колясок следует соблюдать следующие правила безопасности:

1. Перед посадкой в кресло, ведущие (большие) колёса должны быть поставлены на тормоз (12).
2. При посадке в кресло категорически запрещается вставать на площадки для ног (8), которые перед посадкой должны быть приведены в вертикальное положение.

Эксплуатация

Кресла-коляски легко складываются и раскладываются.

Заблокируйте задние колеса. Раздвинув поручни по сторонам до полного раскрытия кресла. Для складывания - приведите площадки для ног (8) в вертикальное положение, потяните обивку сиденья вверх до полного закрытия кресла. Съёмные подножки. Для установки подножек на кресло-коляску наденьте подножку на два штифта, расположенных на раме и поверните в сторону от колес (вперёд) до щелчка рычага-фиксатора. Для снятия подножек поверните рычаг-фиксатор тем самым сняв подножку с зафиксированного положения, поверните в сторону колеса (назад), поднимите вверх и снимите со штифтов.

Съёмные подножки с регулируемым наклоном и упорами для голени (серия 4300)

В данных моделях имеется возможность изменения угла наклона подножек помощью рычага, расположенного в верхней части каждой подножки.

Для большего установлены мягкие упоры под голени.

Откидные подлокотники

Надавите на кнопку, расположенную внизу подлокотника и откиньте его назад (для облегчения усаживания в кресло).

Регулировка угла наклона спинки

Для данной регулировки необходимо нажать на два рычага (сзади верхней части спинки) и задать желаемый угол наклона.

Задние колеса

За счет быстротъемности задних колес, можно легко преодолевать узкие проходы. Надавив на кнопку штоковой оси, потяните колесо на себя, полностью сняв его. Стакой легкостью установите колесо в приемную втулку рамы (до щелчка).

Регулировка высоты сиденья

На всех моделях можно за счет вертикальной переустановки колес регулировать высоту сиденья (пошагово до 6 см)

Тормоза

На всех моделях кресел-колясок к большим, ведущим колёсам установлены тормоза. Для установки тормозов (12) необходимо передвинуть рычаг тормоза вперёд до полной блокировки колёс.

Обслуживание и уход

Чистку всех деталей каркаса и обивки необходимо производить мягкими, неабразивными чистящими средствами, во избежание повреждения поверхностей.

Проверяйте давление в шинах (3,5 бар)

Также необходимо периодически смазывать машинным маслом механизм складывания.

Гарантийные обязательства

Гарантия на кресла-коляски – 1 год со дня продажи. Гарантия распространяется на все повреждения и неполадки, возникшие в результате производственных дефектов, о которых поставщик был поставлен в известность до истечения гарантийного срока. Гарантия не распространяется на все неполадки и повреждения, причинённые покупателем в результате неправильного использования или небрежного обращения при использовании, хранении и перевозке. Кресла-коляски принимаются как гарантийному обслуживанию при наличии даты продажи, подписи продавца и печати торгующей организации.

Адрес гарантийной мастерской:

г. Москва, ул. Новопоселковая, д. 6, к. 7

Телефон: (495) 792-31-90

Серийный № _____

Дата продажи _____

Подпись продавца _____

место печати, штампа
(с расшифровкой подписи)

Настоящим подтверждаю, что данное изделие проверено в моем присутствии и находится в рабочем состоянии.

Претензий к внешнему виду/комплектности не имею.

Так же подтверждаю приемлемость условий Гарантии

(покупатель Ф.И.О.)

(подпись покупателя)

Орган сертификации: рег. № РОСС RU.0001.11ИМ25, «ЭНЕРГИЯ ПЛЮС»,

Россия, 141075, Московская обл., г. Королев, ул. Сосновая аллея, д. 6

№ сертификата: РОСС ТW.ИМ25.Д03693

Срок действия: 23.07.2010 – 23.07.2013

Произведено для: Valentine International LTD, Тайвань (Китай),

8-th Fl, №149, Sec 2, Ta Tung Rd. 221 Hsichih City, Taipei Hsien, R.O.C.

Поставщик: ООО «СИМС-2», Россия, 125459, г. Москва, ул. Новопоселковая, д. 6, корп. 7

Регистрационное удостоверение: ФС №2006/865. Срок действия: 08.06.2006–08.06.2016

Материалы, используемые для обивки мягких элементов кресло-коляски, соответствуют ГОСТ Р ИСО 7176-15-2007



ИМ 25