



Кресло-коляски (стандарт)

Серия 5000

Инструкция по сборке и эксплуатации

Назначение и технические характеристики

Кресла-каталки (пассивного типа) серии 5000 предназначены для перемещения людей с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата при помощи сопровождающего.

Общие технические характеристики:

		5019C0103	5019W2	5019W2P	5019W24
подлокотники	фиксированные	+			
	откидные		+	+	+
подножки	съёмные	+	+	+	+
ширина сиденья		44 см			
спинка	стандартная		+	+	+
	складная	+			
размеры сиденья	ширина	44 см	44 см	44 см	44 см
	высота	45 см	41 см	41 см	48 см
	глубина	40 см	40 см	40 см	40 см
вес		14 кг	13,2 кг	13,2 кг	20 кг
макс. нагрузка		100кг	100кг	100кг	100кг
корпус	хромированная сталь	+	+		
	порошковая окраска				+
прочие характеристики		складная			стулетным устройством большие колеса магнум

Соответствие требованиям стойкости к возгоранию материалов, используемых для обивки мягких элементов кресла-коляски по ИСО 7176-15 – да.

Меры безопасности

Перед эксплуатацией кресел-каталок следует соблюдать следующие правила безопасности:

1. Перед посадкой в каталку, задние колёса должны быть поставлены на тормоз.
2. При посадке в кресло категорически запрещается вставлять на площадки для ног (перед посадкой всегда приводите в вертикальное положение площадки для ног), которые перед посадкой должны быть приведены в вертикальное положение.

Эксплуатация

Модель (5019C0103) легко складывается и раскладывается без применения специальных средств, для этого: заблокируйте задние колеса; раздвиньте поручни в стороны до полного раскладывания кресла; для складывания - приведите площадки для ног в вертикальное положение, потяните обивку сиденья вверх до полного складывания кресла.

Съёмные подножки

Для установки подножек на кресло-коляску наденьте подножку на два штифта, расположенных на раме и поверните в сторону от колес (вперёд) до щелчка рычага-фиксатора.

Для снятия подножек поверните рычаг-фиксатор тем самым сняв подножку с зафиксированного положения, поверните в сторону колеса (назад), поднимите вверх и снимите со штифтов.

Тормоза

На задних колёсах установлены тормоза. Для установки на тормоз необходимо передвинуть рычаг тормоза до полной блокировки колёс.

Санитарное устройство (5019W2, 1519W24, 5019W2P).

Изготовлено из прочного пластика, подвергается гигиенической обработке.

Обслуживание и уход

Чистку всех деталей каркаса и обивки необходимо производить мягкими, неабразивными чистящими средствами, во избежание повреждения поверхностей.

Также необходимо периодически смазывать машинным маслом механизм складывания.

Гарантийные обязательства

Гарантия на кресла-коляски – 1 год со дня продажи. Гарантия распространяется на все повреждения и неполадки, возникшие в результате производственных дефектов, о которых поставщик был поставлен в известность до истечения гарантийного срока. Гарантия не распространяется на все неполадки и повреждения, причинённые покупателем в результате неправильного использования или небрежного обращения при использовании, хранении и перевозке. Кресла-коляски принимаются к гарантийному обслуживанию при наличии даты продажи, подписи продавца и печати торгующей организации.

Адрес гарантийной мастерской:

г. Москва, ул. Новопоселковая, д. 6, к. 7

Телефон: (495) 792-31-90

Серийный № _____

Дата продажи _____

Подпись продавца _____

место печати, штампа
(с расшифровкой подписи)

Настоящим подтверждаю, что данное изделие проверено в моем присутствии и находится в рабочем состоянии.

Претензий к внешнему виду/комплектности не имею.

Так же подтверждаю приемлемость условий Гарантии

(покупатель Ф.И.О.) (подпись покупателя)

Орган сертификации: рег. № РОСС RU.0001.11ИМ25, «ЭНЕРГИЯ ПЛЮС»,

Россия, 141075, Московская обл., г. Королев, ул. Сосновая аллея, д. 6

№ сертификата: РОСС ТВ.ИМ25.Д03693

Срок действия: 23.07.2010 – 23.07.2013

Произведено для: Valentine International LTD, Тайвань (Китай),

8-th Fl, №149, Sec 2, Ta Tung Rd. 221 Hsichih City, Taipei Hsien, R.O.C.

Поставщик: ООО «СИМС-2», Россия, 125459, г. Москва, ул. Новопоселковая, д. 6, корп. 7

Регистрационное удостоверение: ФС №2006/865.

Срок действия: 08.06.2006–08.06.2016



ИМ 25

Материалы, используемые для обивки мягких элементов кресла-коляски, соответствуют ГОСТ Р ИСО 7176-15-2007