

Опоры-ходунки

10181





Опоры-ходунки 10181 предназначены для облегчения передвижения людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата и координации движения.

Если вы чувствуете затруднение при поднятии ходунка, вы можете заменить нижнюю часть ножек колесами.

Как определить правильную высоту изделия?

1. Вытяните руки вдоль туловища и согните в локтях под углом в 30 градусов. Измерьте высоту от ручки до пола, чтобы определить высоту ходунка.
2. Отрегулируйте высоту ножек. Периодически проверяйте резиновые насадки и при необходимости производите замену.





Гарантийные обязательства:

Гарантийный срок 6 месяцев со дня продажи. Гарантия распространяется на производственные дефекты, при предоставлении

товарных документов и письменной рекламации.

Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в результате естественного износа изделия или его несоответствующего

использования, а также на дефекты, возникшие в результате изменений и/или ремонтных работ проведенных третьими лицами.

Адрес гарантийной мастерской: г.Москва, ул.Новопоселковая, д.6,к.7 Тел:(495) 792-31-90

Серийный № _____

Дата продажи _____

Подпись продавца _____ место печати, штампа

(с расшифровкой подписи)

Настоящим подтверждаю, что данное изделие проверено в моем присутствии и находится в рабочем состоянии. Претензий к

внешнему виду/комплектности не имею. Так же подтверждаю приемлемость условий Гарантии.

(покупатель Ф.И.О.) (подпись покупателя)

Орган сертификации: рег. № РОСС RU.0001.11ИМ25, «ЭНЕРГИЯ ПЛЮС»,
Россия, 141075, Московская обл., г. Королев, ул. Сосновая аллея, д.6

№ сертификата: РОСС TW.ИМ25.Д05276

Срок действия: 23.06.2011 – 23.06.2014

Регистрационное удостоверение ФС №2011/09870

Срок действия: 21.06.2011

Произведено для: Valentine International LTD, Тайвань (Китай),

8-th Fl, №149, Sec 2, Ta Tung Rd. 221 Hsichih City, Taipei Hsien, R.O.C.

Поставщик: ООО «СИМС-2», Россия, 125363, г. Москва, ул. Новопоселковая, д.6

